

TAURUS

# Cântar corporal digital Taurus Syncro Glass Complet. 180kg

Cod produs 990545000

---

## Manual de utilizare

---



---

**Tiravis S.R.L.** · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · [office@tiravis.ro](mailto:office@tiravis.ro)

Machetă de prezentare pentru demonstrația [tiravis.ro](http://tiravis.ro). În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

## 1. Prezentare

---

Aparatul măsoară și afișează o valoare. Precizia depinde de suprafața pe care stă, de poziția corpului și de bateriile încărcate.

180 Kg · precizie 100 g · greutate

### Caracteristici

- 180 Kg
- precizie 100 g
- greutate
- grasime corporală
- continut de apă
- masa musculară și masa oasoasă
- 10 memorii
- design ultraslim
- HR display
- baterii lithium long life
- masoara calorii consumate
- verde

### Ce găsești în cutie

- Cântar corporal digital Taurus Syncro Glass Complet. 180kg
- Accesoriile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

## 2. Instrucțiuni de siguranță

---

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Aparatul nu înlocuiește consultul medical. Pentru decizii legate de sănătate, discută cu medicul.
- Nu urca pe cântar cu picioarele ude și nu-l folosi pe gresie udă.

- Scoate bateriile dacă nu folosești aparatul mai mult de o lună; bateriile descărcate curg și distrug contactele.
- Nu depăși sarcina maximă scrisă pe aparat și nu urca pe cântar cu obiecte grele în brațe.
- Ține aparatul departe de umezeală, praf și surse de căldură.

### 3. Punerea în funcțiune și utilizarea

---

1. Așază aparatul pe o suprafață plană și tare. Covorul falsifică rezultatul.
2. Măsoară în aceleași condiții de fiecare dată: aceeași oră, aceeași poziție, aceeași haine.
3. Stai nemișcat până se stabilizează valoarea pe afișaj.
4. La tensiometre, stai așezat, cu spatele sprijinit și brațul la nivelul inimii, și odihnește-te cinci minute înainte de măsurare.
5. Notează valorile, ca să ai un istoric pe care medicul îl poate citi.

### 4. Curățare și întreținere

---

- Șterge aparatul cu o lavetă ușor umedă. Nu-l ține sub jet de apă.
- Nu folosi alcool concentrat sau solvenți pe afișaj.
- Păstrează manșeta întinsă, nu îndoită, pentru a nu deteriora furtunul.
- Depozitează aparatul în cutia lui, ferit de lovituri.

### 5. Specificații tehnice

---

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Cod produs | 990545000              |
| Brand      | Taurus                 |
| Culoare    | Verde                  |
| Garanție   | 24 luni                |
| Alimentare | 220 – 240 V~, 50/60 Hz |

## 6. Garanție, service și retur

---

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la [office@tiravis.ro](mailto:office@tiravis.ro) și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

## 7. Protecția mediului

---

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

## 8. Conformitate

---

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la [office@tiravis.ro](mailto:office@tiravis.ro).

---

**Tiravis S.R.L.** · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · [office@tiravis.ro](mailto:office@tiravis.ro) · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00